



### ADAPTA DOBLE PIRÁMIDE – HEMBRA

Referencia **2W018-1**

Adapta piramidal-hembra en titanio, disponible en dos alturas (32 o 45 mm).

#### CARACTERÍSTICAS:

- Adapta doble piramidal-hembra 2W018-1 en titanio.
- Disponible en dos alturas (32 o 45 mm).
- Resistencia a un peso máximo de 150 kg.

REFERENCIA	2W018-1-32	2W018-1-45
MATERIAL	Titanio	Titanio
ALTURA	32 mm	45 mm
PESO	89 gr	104 gr
RESISTENCIA	150 kg	150 kg