



ADAPTA PARA TUBO ALINEACIÓN FRONTAL Y SAGITAL

Referencia **2W019**

Adaptas de titanio para tubo con alineación frontal y sagital.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Adaptas de titanio para tubo 2W019 con alineación frontal y sagital.
- Para tubo de 30 milímetros de diámetro.
- Desplazamiento frontal y sagital de 10 mm.
- Resistencia a 100kg de peso.

REFERENCIA	2W019-1-01	2W019-1-02
MATERIAL	Titanio	Titanio
CONEXIÓN	Piramidal	Hembra
PESO	143 gr	166 gr
RESISTENCIA	100 kg	100 kg