



ALARGADOR HEMBRA

Referencia **2W025-1**

Alargador hembra 2W025, en distintas alturas.

CARACTERÍSTICAS:

- Alargador hembra 2W025-1 en distintas alturas (32, 45, 60 o 75 mm).
- Disponible en titanio o aleación de aluminio.
- Resistencia al peso de 150 kg (titanio) y 100 kg (aleación de aluminio)

REFERENCIA	MATERIAL	ALTURA	PESO	RESISTENCIA
2W025-1-32	Titanio	32 mm	84 gr	150 kg
2W025-1-45	Titanio	45 mm	96 gr	150 kg
2W025-1-60	Titanio	60 mm	111 gr	150 kg
2W025-1-75	Titanio	75 mm	125 gr	150 kg
2W025-3-32	Aleación Aluminio	32 mm	65 gr	100 kg
2W025-3-45	Aleación Aluminio	45 mm	80 gr	100 kg
2W025-3-60	Aleación Aluminio	60 mm	94 gr	100 kg
2W025-3-75	Aleación Aluminio	75 mm	112 gr	100 kg