



ADAPTA PIRAMIDAL TRES VÁSTAGOS

Referencia **2W027-2**



Adapta piramidal tres vástagos para laminación directa en encajes femorales.

CARACTERÍSTICAS:

- Adapta tres vástagos con salida piramidal fabricado en acero inoxidable.
- 20 mm de altura y resistencia al peso de 125 kg.
- Orificio de 8,2 mm.
- Incluye Dummy de laminación 2S045.

REFERENCIA	2W027-2
MATERIAL	Acero Inoxidable
ALTURA	20 mm
PESO	127 gr
RESISTENCIA	125 kg