



ADAPTA TRES VÁSTAGOS CON ROTACIÓN

Referencia **2W029-2**



Adapta con vástagos y rotación, para laminación directa en encajes femorales y tibiales.

CARACTERÍSTICAS:

- Rosca interna de M36x1.5.
- En acero inoxidable.
- Ideal para usar en combinación con las salidas distales 2W031 (piramidal), 2W032 (hembra) y 2W033 (tubo). También con el adapta deslizante 2W024-3-02.
- Resistencia al peso de 125 kg.
- Dummy laminación 2S030 y dummy 5S507 a la venta por separado.



REFERENCIA	2W029-2-01	2W029-2-02
MATERIAL	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
PESO	103 gr	122 gr
VASTAGOS	3	4
RESISTENCIA	125 kg	125 kg