

ADAPTA TRES VÁSTAGOS CON ROTACIÓN

Referencia **2W030-2**

Adapta tres vástagos con rotación para laminación directa en encajes tibiales y femorales.

CARACTERÍSTICAS:

- Adapta tres vástagos con rosca interna M36x1,5 y conexión piramidal o hembra.
- En acero inoxidable.
- Disponible en dos alturas 20 y 23 mm.
- Con salida piramidal o hembra.
- Resistencia al peso de 125 kg.
- Dummy laminación 2S030 y dummy 5S507 a la venta por separado.

REFERENCIA	2W030-2-01	2W030-2-02
MATERIAL	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
ALTURA	20 mm	23 mm
PESO	186 gr	174 gr
CONEXIÓN	Hembra	Piramidal
RESISTENCIA	125 kg	125 kg

