



#### ADAPTA PIRAMIDAL

Referencia **2W031-2**

Adapta piramidal en acero inoxidable.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Adapta piramidal 2W031-2 en acero inoxidable.
- Altura de montaje de 4,5 mm.
- Resistencia a un peso máximo de 125 kg.
- Puede usarse como salida distal de lanzaderas: 5W020, 5W070 y 5W080.

REFERENCIA	2W031-2
ALTURA	4,5 mm
MATERIAL	Acero Inoxidable
PESO	66 gr
RESISTENCIA	125 kg