



#### ADAPTA PARA TUBO

Referencia **2W033-1**

Adapta para tubo en titanio.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Adapta para tubo 3W033-1 en titanio.
- Altura de montaje de 4,5 mm.
- Resistencia a un peso máximo de 100 kg.
- Puede usarse como salida distal de lanzaderas: 5W020, 5W070 y 5W080.

REFERENCIA	2W033-1
ALTURA	4,5 mm
MATERIAL	Titanio
PESO	230 gr
RESISTENCIA	100 kg