



ADAPTA PARA TUBO PIRAMIDAL

Referencia 2W035-1

Adapta para tubo piramidal en titanio.

CARACTERÍSTICAS:

- Adapta para tubo piramidal en titanio con altura de 45 mm.
- Resistencia a 125 kg de peso.
- Para tubo de 30 mm de diámetro.

| | |
|-------------|---------|
| REFERENCIA | 2W035-1 |
| MATERIAL | Titanio |
| ALTURA | 45 mm |
| PESO | 62 gr |
| RESISTENCIA | 125 kg |