



ADAPTA HEMBRA CON ROTACIÓN

Referencia 2W040-1-01 / 2W040-2-01



Adapta hembra con rotación.

CARACTERÍSTICAS:

- Para conectar distintas partes modulares.
- Conexión hembra en un extremo y de cuatro orificios en el otro.
- Disponible en titanio y aluminio.
- Altura de 5 mm.



REFERENCIA	2W040-1-01	2W040-2-01
MATERIAL	Titanio	Acero Inoxidable
ALTURA	5 mm	5 mm
PESO	79 gr	119 gr
RESISTENCIA	150 kg	125 kg