



ADAPTA PIRAMIDAL CON ROTACIÓN

Referencia 2W040-1-02 / 2W040-2-02

Adapta piramidal con rotación.

CARACTERÍSTICAS:

- Para conectar distintas partes modulares.
- Conexión piramidal en un extremo y de cuatro orificios en el otro.
- Disponible en titanio y aluminio.
- Altura de 15 mm.



REFERENCIA	2W040-1-02	2W040-2-02
MATERIAL	Titanio	Acero Inoxidable
ALTURA	15 mm	15 mm
PESO	93 gr	150 gr
RESISTENCIA	150 kg	125 kg