

ADAPTA PIRAMIDAL LAMINACIÓN PRÓTESIS TIBIALES

Referencia **2W045**



Adapta piramidal para laminación directa en encajes tibiales.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Adapta piramidal para laminación de prótesis tibiales.
- Orificio de 8,2 mm.
- Pirámide en acero con cuerpo disponible en acero inoxidable, aleación de aluminio o titanio.
- Incluye Dummy de laminación 2S045.



| REFERENCIA  | 2W045-1 | 2W045-2          | 2W045-3              |
|-------------|---------|------------------|----------------------|
| MATERIAL    | Titanio | Acero Inoxidable | Aleación de Aluminio |
| ALTURA      | 15 mm   | 15 mm            | 15 mm                |
| PESO        | 52 gr   | 90 gr            | 70 gr                |
| RESISTENCIA | 125 kg  | 125 kg           | 125 kg               |

