



AMORTIGUADOR DE ABSORCIÓN

Referencia **2W054**

Amortiguador de absorción de 6 mm con rotación de hasta 6 grados.

CARACTERÍSTICAS:

- Amortiguador de absorción de 6 mm con rotación de hasta 6 grados.
- Estructura en aleación de aluminio y acero inoxidable.
- Con 150 mm de altura.

REFERENCIA	2W054-40	2W054-60
MATERIAL	Al. Aluminio/ Acero Inox	Al Aluminio/ Acero Inox
ALTURA	150 mm	150 mm
PESO	389 gr	389 gr
DUREZA	40	60
RESISTENCIA	75 kg	100 kg