



TUBO CON ADAPTA HEMBRA

Referencia **2W070**

Tubo con adapta disponible en titanio, acero inoxidable y aleación de aluminio.

CARACTERÍSTICAS:

- Tubo con diámetro de 30 mm con adapta hembra.
- Con 400 mm de longitud.
- Disponible en titanio, acero inoxidable y aleación de aluminio.
- Resistencia al peso de 125 kg (titanio y acero inoxidable) y 100 kg (aleación de aluminio).

REFERENCIA	2W070-1-04	2W070-2-04	2W070-3-04
MATERIAL	Titanio	Acero Inox	Al. Aluminio
LONGITUD	400 mm	400 mm	400 mm
PESO	271 gr	323 gr	262 gr
RESISTENCIA	125 kg	125 kg	100 kg