

BLOQUE DE FIJACIÓN EN MADERA

Referencia **2W085**



Bloque de fijación en madera

CARACTERÍSTICAS:

- Para prótesis fibiales y femorales.
- Parte superior confeccionada en madera.
- Parte inferior en plástico moldeado con conexión de 4 orificios.
- Disponible en dos diámetros: 120 y 148 mm.
- Incluye dummy de laminación 2S085.



REFERENCIA	2W085-01	2W085-2
MATERIAL	Madera/ PP/ Acero Inox	Madera/ PP/ Acero Inox
ALTURA	64 mm	64 mm
PESO	411 gr	329 gr
RESISTENCIA	125 kg	125 kg
DIÁMETRO	148 mm	120 mm