



### ENCAJE FEMORAL PROVISIONAL

Referencia **453**

Encaje femoral en polipropileno y polietileno, ligero y ajustable, para recién amputados. Diseñado para proporcionar un óptimo ajuste y una eficiente ambulación.

Ajuste circunferencial con cintas de velcro. La longitud puede ajustarse al tamaño del muñón.

Componente proximal ajustable para contención de la sección distal.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Tallas disponibles en función de la circunferencia del muñón.
- Longitud ajustable.
- Diseño para contención isquiática.

TALLA	REFERENCIA		CIRCUNFERENCIA PROXIMAL	CIRCUNFERENCIA TERCIO MEDIO	CIRCUNFERENCIA DISTAL
	IZQUIERDA	DERECHA			
S	4530	4535	38-46 cm	35-40 cm	30-35 cm
M	4531	4536	43-53 cm	40-46 cm	33-38 cm
L	4532	4537	51-61 cm	48-56 cm	40-46 cm