



LANZADERA 5W025

Referencia **5W025**

Lanzadera 5W025 redonda que incluye adapta de tres vástagos.

CARACTERÍSTICAS:

- Lanzadera 5W025 redonda en aleación ligera, de 49 mm de altura, con una resistencia al peso de 100 kg.
- Dispone de adapta piramidal integrado en la estructura para reducir las dimensiones del conjunto.
- Incluye dummy y adapta de tres vástagos.



REFERENCIA	5W025
FORMA	Redonda
ALTURA	49 mm
MATERIAL	Aleación ligera
PESO	170 gr
RESISTENCIA	100 kg