



### VÁLVULA AUTOMÁTICA MINI

Referencia **7K251**

Válvula para uso con membrana hipobárica y prótesis pediátricas.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Válvula automática mini con 19 mm de diámetro.
- Especialmente diseñada para usar con membrana hipobárica y prótesis pediátricas.
- Cuerpo en plástico/ armazón interior en acero inoxidable/ armazón exterior en aluminio.
- Dummy para laminación (7KS254-08) y llave (7KS254-08), disponibles a la venta por separado.

REFERENCIA	7K251
TIPO DE VÁLVULA	Automática
DIÁMETRO	19 mm
MATERIAL	Cuerpo plástico: Plástico Armazón Interior: Acero Inoxidable Armazón Exterior: Aluminio
PESO	30 gr