



## VÁLVULA PARA TERMOPLÁSTICOS

Referencia **7W255**

Válvula para termoplásticos manual en plástico, acero inoxidable y aluminio.

### CARACTERÍSTICAS:

- Válvula para termoplásticos manual 7W255.
- Diámetro de 23,8 mm.
- Cuerpo de plástico, armazón interior en acero inoxidable y armazón exterior de aluminio.
- Dummy para laminación 7S255-06 a la venta por separado.

REFERENCIA	7W255
TIPO DE VÁLVULA	Manual
DIÁMETRO	23,8 mm
MATERIAL	Cuerpo: Plástico Armazón Interior: Acero Inoxidable Armazón Exterior: Aluminio
PESO	46 gr