



VÁLVULA PARA ENCAJES TIBIALES

Referencia **7W260**

Válvula de fácil instalación diseñada únicamente para encajes tibiales.

Si se emplea conjuntamente con una rodillera de suspensión en gel esta válvula permite la expulsión del aire sobrante durante la fase de apoyo, previniendo el flujo de aire durante la fase de oscilación.

Fácil instalación en la pared del encaje sin necesidad de emplear herramientas especiales. Permite además un fácil mantenimiento y reemplazo.

Diseñado únicamente para encajes tibiales.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de válvula en aluminio anodizado.
- Labio de sellado de válvula intercambiable.
- Contratuerca con junta tórica.
- Filtro de foam.

REFERENCIA	7W260
MATERIAL	Aluminio
PESO	7 gr