



VÁLVULA DISTAL PARA ENCAJE TIBIAL

Referencia **7W265**

Válvula distal 7W265 para encajes tibiales.

Para colocación a través del orificio de 8,2 mm del adapta de laminación. La válvula para encaje tibial se introduce en el orificio distal del adapta. Únicamente se precisa de un orificio en el interior del encaje por el cual se expulsará el exceso de aire.

Funciona como la válvula 7W260.

CARACTERÍSTICAS:

- Se coloca en el adapta de laminación.
- Únicamente para encajes tibiales.

REFERENCIA	7W265
MATERIAL	Plástico
PESO	7 gr

