



VÁLVULA PROXIMAL PARA ENCAJE TIBIAL

Referencia **7W266**

Válvula distal 7W266 para encajes tibiales.

Para colocación a través del orificio de 8,2 mm del adapta de laminación. La válvula para encaje tibial se introduce en el orificio proximal del adapta. Únicamente se precisa de un orificio en el interior del encaje por el cual se expulsará el exceso de aire.

Funciona como la válvula 7W260.

CARACTERÍSTICAS:

- Se coloca en el adapta de laminación.
- Únicamente para encajes tibiales.

REFERENCIA	7W266
MATERIAL	Plástico
PESO	7 gr

