



PAL GUARD

Referencia **840**

Dispositivo para protección y mejora en programas iniciales de tratamiento protésico.

CARACTERÍSTICAS:

- Indicado para protección del post-operatorio, ayudando a mejorar los programas iniciales de tratamiento protésico tradicionales.
- Proporciona compresión y control del edema después de la amputación.
- Permite evaluar las etapas iniciales de cicatrización, así como la inspección y limpieza de las heridas.



TALLA	REFERENCIA	DIÁMETRO INTERIOR PARTE DISTAL	CIRCUNFERENCIA DE MUSLO
S	8401	10 cm	33 cm
M	8402	13 cm	41 cm
L	8403	15 cm	48 cm