



FICHA DE  
PRODUCTO

985 51 21 22 / 985 51 21 56

647 940 206

pedidos@efmo.com



## MUSLERA PARA SUJECCIÓN DE PRÓTESIS TIBIALES

Referencia **T56**

Muslera para optimizar la sujeción de prótesis tibiales, diseñada para eliminar la sensación de caída de la prótesis.

### CARACTERÍSTICAS:

- Confeccionada en neopreno antideslizante en la zona interior del manguito, que envuelve la prótesis evitando que la prótesis se resvale.
- Cierres de velcro en cintura y muslo para una fácil colocación y cómodo ajuste.
- Fabricado en neopreno "THERMAL" con forro de rizo 100% algodón. Ayuda a retener el calor corporal para una rápida recuperación y alivio del dolor.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	T56-150	75-85 cm
M	T56-250	85-95 cm
L	T56-350	95-105 cm
XL	T56-450	105-115 cm