



MASCARILLA FILTRANTE FFP2 CON PLIEGUE VERTICAL CON LAZOS PARA OREJA Y CLIP NASAL

Referencia MAS-F-1

Protección contra contaminación aérea de agentes patógenos tales como virus, bacterias o esporas de hongos. Con capacidad de filtración superior al 94%.

Indicado para todo tipo de personas.

Fabricadas en España.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño de bordes para un eficiente y cómodo sellado.
- Filtro de alta eficiencia.
- Gomas de sujeción elásticas.
- Hipoalérgica y transpirable.
- Material inoloro.
- Talla Única
- Color Blanco.
- Estructura de 5 capas.
- Medidas 105mm X 160 mm

CERTIFICACIÓN:

- Certificado 
- Cumple el estándar EN 149:2001 + A1:2019

(Certificación realizada por la entidad APPLUS)

INFORMACIÓN DEL ENVASE:

- Se suministra en caja de 25 unidades, convertible en expositor.
- Cada una de las mascarillas viene envasada individualmente.