

 **SPORLASTIC**<sup>®</sup>

 **efmo**<sup>®</sup>



**SPORLASTIC  
NEURO  
ORTHOPAEDICS**



El uso del Neurolux II previene los dolores de hombro causados por la subluxación. La ortesis mantiene la alineación de la cabeza del húmero en la cavidad de la articulación mejorando el dominio de los músculos. Reduce el peso del brazo que soporta el hombro, incrementando la movilidad, de modo que aumenta la predisposición a desarrollar actividades con el brazo.

#### BENEFICIOS:

- Estabilización y recentrado.
- Reducción parcial del peso del brazo que soporta el hombro.
- Libre movilidad.
- Protección contra excesivo estiramiento.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Dos correas de elevación: articulación cruzada y dinámica para dosificar la fuerza de recuperación con efecto de rotación externa en la articulación del hombro.
- Pieza de hombro con excelente ajuste.
- Componente de brazo: aplicación sin presión, cinta adhesiva de nudo cónica.
- Correa para el pecho de fácil manejo en apertura y cierre.
- Cierre antideslizante con una sola mano.
- Material suave y transpirable.

#### INDICACIONES:

Flacidez y limitación de movimientos en los músculos de hombro y brazo después de:

- Hemiplejía.
- Lesiones de plexo.
- Traumatismos cráneo-encefálicos.
- Traumatismos cervicales.
- Lesiones en nervios periféricos.



Sin Neurolux II



Con Neurolux II

Especificar lado izquierdo o derecho

TALLA	MAYOR CIRCUNFERENCIA ANTEBRAZO	CIRCUNFERENCIA PECHO
1	Hasta 25 cm	Hasta 90 cm
2	Hasta 25 cm	90-105 cm
3	Hasta 25 cm	105-125 cm
4	25-29 cm	Hasta 90 cm
5	25-29 cm	90-105 cm
6	25-29 cm	105-125 cm
7	29-35 cm	Hasta 90 cm
8	29-35 cm	90-105 cm
9	29-35 cm	105-125 cm

### BENEFICIOS:

- Evita contracturas en dedos y muñeca.
- Óptima estabilización de muñeca, metacarpianos y articulaciones de los dedos.
- Muy fácil de poner y quitar gracias a su sistema de cierre dorsal.

### CARACTERÍSTICAS:

- Ortesis ambidiestra.
- Correa para fijación de las articulaciones de los dedos.
- Con férula palmar moldeable.

### INDICACIONES:

- Síndrome agudo del túnel carpiano.
- Contractura de Dupuytren.
- Fracturas de mano y muñeca.
- Esguinces de articulación metacarpofalángica.
- Férula nocturna.
- Parálisis de mano y dedos.
- Postoperatorios de mano y muñeca.
- Artritis reumatoide de mano.
- Artrosis de muñeca.



TALLA	MEDIDAS*
1	Hasta 16,5 cm
2	Más de 16,5 cm



\*Longitud de la muñeca al extremo distal del dedo medio.

### BENEFICIOS:

- Proporciona soporte en la flexión del pie y una mejora del patrón de marcha.
- Mejora el posicionamiento del pie gracias a su efecto propioceptivo.
- Estabilización del tobillo evitando torceduras.
- Muy fácil de poner y quitar empleando una sola mano.

### CARACTERÍSTICAS:

- Soporte en base a la estabilización que ejerce el sistema de 6 tiras, con dos correas adicionales para una efectiva corrección de la supinación.
- Correas numeradas para facilitar la colocación y ajuste de la ortesis.

### INDICACIONES:

- Tratamiento conservador/ postoperatorio.
- Parálisis del peroneo de todas las severidades.
- Parálisis espástica en los flexores del pie.



Especificar lado izquierdo o derecho

TALLA	CIRCUNFERENCIA DISTAL DE LA TIBIA
1	Hasta 19 cm
2	19-21 cm
3	21-23 cm
4	23-25 cm
5	25-27 cm

→Referencia: 07830

### BENEFICIOS:

- Levantamiento del pie.
- Balance dinámico.
- Estabilización de la articulación de tobillo.
- Reducción del riesgo de caídas.
- Mayor amplitud de paso en base al dinamismo logrado en los músculos.
- Marcha fisiológica.
- Fácil y rápida colocación con una sola mano.

### CARACTERÍSTICAS:

- Componente de tobillo con innovador cierre con una sola mano.
- Plantilla en termoplástico maleable y flexible.
- Correa semielástica con fuerte efecto levantamiento.
- Acolchado de tobillo para incrementar confort.

### INDICACIONES:

Paresia de pie flácido o espástico:

- Después de un ictus.
- Esclerosis múltiple.
- Paresia de peroneo.
- Otras enfermedades neurológicas o musculares.

Especificar lado izquierdo o derecho



TALLA	NÚMERO CALZADO	CIRCUN. SOBRE EL TOBILLO
1	36-37	S<21
2	38-39	S<21
3	40-41	S<21
4	42-43	S<21
5	44-45	S<21
6	46-47	S<21
7	36-37	M 21-24
8	38-39	M 21-24
9	40-41	M 21-24
10	42-43	M 21-24
11	44-45	M 21-24
12	46-47	M 21-24
13	36-37	L>24
14	38-39	L>24
15	40-41	L>24
16	42-43	L>24
17	44-45	L>24
18	46-47	L>24

→Referencia: 07851

### BENEFICIOS:

- Apoyo en el levantamiento del pie.
- Reducción del riesgo de caídas.
- Mejora la coordinación en la ejecución del patrón de marcha.
- Mayor amplitud de paso.
- Efecto de estiramiento en rodilla.

### CARACTERÍSTICAS:

- Óptima rigidez de la ortesis para un mayor efecto dinámico.
- Innovador sistema de cierre magnético que permite la colocación con una sola mano.
- Carcasa frontal con altura ajustable y termomoldeable.
- Cómodo acolchado transpirable.
- Suave suela para máximo confort.
- Agujeros en cobertura frontal para una óptima ventilación.
- Reducido peso.

### INDICACIONES:

- Paresia de pie flácido o espástico (después de ictus, esclerosis múltiple, paresia de peroneo, debilidad de cuádriceps y otras enfermedades neurológicas y musculares).
- Lesiones medulares.
- Poliomielitis



Especificar lado izquierdo o derecho

TALLA	NÚMERO CALZADO
S	35-38
M	39-42
L	43-46

