

LÍNEA PROTÉSICA ACUÁTICA



www.efmo.com



→ LITE LINER SILICONA TRANSPARENTE

Silicona Durasil de 2,5 mm para una máxima estabilidad.
Óptima adhesión a la piel y perfecta distribución de la presión.

Nivel de Actividad:



Testado para uso en agua dulce y salada.

→ Con PIN /Ref: 4W1021

→ Sin PIN /Ref: 4W1121

→ LANZADERA 5W035

REFERENCIA	MATERIAL	ALTURA	PESO
5W035	Plástico	30 mm	89 g



→ VÁLVULA AUTOMÁTICA MINI

REFERENCIA	MATERIAL	SALIDA AIRE	PESO
7W264	Plástico	Automática/ Manual	10 g

→ ADAPTA PARA LAMINACIÓN

REFERENCIA	MATERIAL	ALTURA	PESO	RESISTENCIA
5WR415	Titanio	9 mm	61 gr	125 kg

→ ADAPTA PIRAMIDAL DE UNIÓN

REFERENCIA	MATERIAL	PESO	RESISTENCIA
2WR015-1	Titanio	58 gr	150 kg

→ ADAPTA HEMBRA

REFERENCIA	MATERIAL	PESO	RESISTENCIA
2WR017-1	Titanio	58 gr	150 kg

→ ADAPTA HEMBRA PARA TUBO

REFERENCIA	MATERIAL	PESO	RESISTENCIA
2WR010-1	Titanio	73 gr	150 kg

→ RODILLA MONOCÉNTRICA

DATOS TÉCNICOS	3W060-1	3W060-3
Material	Titanio	Al. Aluminio
Altura de Montaje	25 mm	25 mm
Peso	416 g	298 g
Ángulo Máx. de Flexión	155°	155°
Peso Máx. Tolerable	125kg	100 kg
Tipo	Mecánica	Mecánica
Nivel de Actividad		

30 mm Ø

→ TUBO CON ADAPTA HEMBRA

REFERENCIA	MATERIAL	PESO	LONGITUD	RESISTENCIA
2WR070-1-02	Titanio	171 gr	200 mm	125 kg
2WR070-1-04	Titanio	271 gr	400 mm	125 kg

30 mm Ø

Ranuras para drenaje del agua



→ ADAPTADOR DE PIE S.A.CH

REFERENCIA	MATERIAL	PESO	RESISTENCIA
2WR065-1-10	Titanio	98 gr	125 kg

→ PIE S.A.CH

Con separación de dedo gordo y suela antideslizante

REFERENCIA	ALTURA TALÓN	LONGITUD DE PIE	RESISTENCIA
1W060-I/D	10 mm	De 23 a 28 cm	100 kg



T. 985 51 21 22 / 985 51 21 56
pedidos@efmo.com
WhatsApp: 647940206

