

# DORSI FREE STRETCH – 531

## Recomendado para:

- Incrementar o mantener el rango de dorsiflexión con control preciso del pie y tobillo.




### INFORMACIÓN DEL PACIENTE

**Nombre del Paciente:** \_\_\_\_\_  
 Masculino  Femenino    Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_\_  
 Altura: \_\_\_\_\_    Peso: \_\_\_\_\_  
 Especificar lado de la ortosis:  Bilateral     Izquierdo     Derecho  
 Fecha Toma de Molde: \_\_\_\_\_    Diagnóstico: \_\_\_\_\_

### INFORMACIÓN DE LA ORTOPEDIA

Técnico Ortopédico: \_\_\_\_\_    Código Postal: \_\_\_\_\_  
 Ortopedia: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_    Fax: \_\_\_\_\_

**TCflex** Opciones por defecto se indican con el símbolo ★



### INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Si este espacio es insuficiente añadir comentarios en reverso

### ALINEACIÓN

Es necesario completar todos los campos, la falta de datos ocasionará retrasos en el pedido.

#### Alineación de Tobillo (Flexión Dorsal y Plantar):


Correir en \_\_\_\_\_ grados     No Corregir  
 (La alineación del molde está bien)

#### Alineación del Retropie:

Corrección Vertical     No Corregir  
 (La alineación del molde está bien)

#### Alineación del Antipié

Rodear con un círculo para indicar la alineación final del Antepié




### MODIFICACIONES EN ZONA PLANTAR

Modificaciones en zona plantar:  Si     No

Si se elige la opción "No", la ortosis no dispondrá de modificaciones en zona plantar.  
 \*Almohadillas para elevar los dedos del pie, se proporcionan con cada pedido\*

### EXTENSIÓN DORSAL – Para el control del antepié



Ambos Lados Extendidos

### LONGITUD – RELLENO – VELCRO

★ Plástico TPE     Decoración Transfer: \_\_\_\_\_

#### ALTURA POSTERIOR

(a altura en mm, la altura del molde ha de ser superior a la altura deseada de la ortosis)

★  Altura igual a longitud del pie +10%     Otra Altura: \_\_\_\_\_

#### LARGO DEL PIE (en mm)

★  Añadir 1/4" a la longitud del molde     Otra Longitud: \_\_\_\_\_

#### RELLENO

★  Por defecto     Añadir Relleno Extra Navicular

#### COLOR DEL RELLENO

★  Blanco     Otro: \_\_\_\_\_

#### CORREAS DE VELCRO

★  Por defecto     Añadir correa de velcro elástica en Gemelo  
 Añadir correa de Velcro D-Ring Con almohadilla de fieltro     Añadir correa de velcro elástica de gemelo con almohadilla de fieltro  
 Añadir Correa para dedo

#### COLOR DE CORREAS DE VELCRO

★  Blanco     Color: \_\_\_\_\_  
 Decoración Transfer: \_\_\_\_\_



Pol. Ind Tabaza II Parcela 15 / 33438 Careño (Asturias)

T. 985 512 122 / 985 512 157

esteban@efmo.com / www.efmo.com

### FIJACIÓN EXTERIOR

★  Fijación externa total con suela de foam y cubierta antideslizante

NOTA: alineaciones de pronación y supinación han de ser fijadas exteriormente en neutral