

# FULL BLOCKER RESTING -524

**Recomendado para:**

- Posición de Pie-Tobillo no ambulatoria.
- Post-Operatorio



**INFORMACIÓN DEL PACIENTE**

**Nombre del Paciente:** \_\_\_\_\_

Masculino  Femenino    Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_\_

Altura: \_\_\_\_\_    Peso: \_\_\_\_\_

Especificar lado de la ortesis:  Bilateral     Izquierdo     Derecho

Fecha Toma de Molde: \_\_\_\_\_    Diagnóstico: \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN DE LA ORTOPEDIA**


Técnico Ortopédico: \_\_\_\_\_    Código Postal: \_\_\_\_\_

Ortopedia: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_    Fax: \_\_\_\_\_

**TCflex** Opciones por defecto se indican con el símbolo ★



**INSTRUCCIONES ESPECIALES:**

**ALINEACIÓN**

Es necesario completar todos los campos, la falta de datos ocasionará retrasos en el pedido.

**Alineación de Tobillo (Flexión Dorsal y Plantar):**


Corregir en \_\_\_\_\_ grados     No Corregir  
(La alineación del molde está bien)

**Alineación del Retropie:**

Corrección Vertical     No Corregir  
(La alineación del molde está bien)

**Alineación del Antepié**

Rodear con un círculo para indicar la alineación final del Antepie



**MODIFICACIONES EN ZONA PLANTAR**

**Modificaciones en zona plantar:**  Si     No

Si se elige la opción "No", la ortesis no dispondrá de modificaciones en zona plantar.  
\*Almohadillas para elevar los dedos del pie, se proporcionan con cada pedido\*

**EXTENSIÓN DORSAL - Para le control del antepié**



**LONGITUD - RELLENO - VELCRO**

★ Plástico TPE     Decoración Transfer: \_\_\_\_\_

**ALTURA POSTERIOR**

(a lttura en mm, la altura del molde ha de ser superior a la altura deseada de la ortesis)

★  Altura igual a longitud del pie +10%     Otra Altura: \_\_\_\_\_

**LARGO DEL PIE ( en mm )**

★  Añadir 1/4 " a la longitud del molde     Otra Longitud: \_\_\_\_\_

**RELLENO**

★  Por defecto     Añadir Relleno Extra Navicular

**COLOR DEL RELLENO**

★  Blanco     Otro: \_\_\_\_\_

**CORREAS DE VELCRO**

★  Por defecto     Añadir correa de velcro elástica en Gemelo

Añadir correa de Velcro D-Ring Con almohadilla de fieltro     Añadir correa de velcro elástica de gemelo con almohadilla de fieltro

Añadir Correa para dedo

**COLOR DE CORREAS DE VELCRO**

★  Blanco     Color: \_\_\_\_\_

Decoración Transfer: \_\_\_\_\_

**FIJACIÓN EXTERIOR**

★  Fijación de talón    **NOTA: alineaciones de pronación y supinación han de ser fijadas exteriormente en neutral**

Fijación de talón y mediopie

Sin fijación exterior

Fijación exterior total     Sin marcas en la parte inferior



Pol. Ind Tabaza II Parcela 15 / 33438 Careño (Asturias)

T. 985 512 122 / 985 512 157

esteban@efmo.com / www.efmo.com