

LEAF SPRING – 520

Recomendado para:

- Favorecer la dorsiflexión sin limitar completamente la flexión plantar.
- Holgura en el balanceo y posicionamiento del pie para golpe de talón.
- Estabilización del pie y tobillo sin bloqueo del movimiento.
- Severa pronación que no pueda ser tratada solo con Ortesis Supra Maleolar.
- Debilidad en los dos planos sagital y coronal.



INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Masculino Femenino Fecha de Nacimiento: _____

Altura: _____ Peso: _____

Especificar lado de la ortesis: Bilateral Izquierdo Derecho

Fecha Toma de Molde: _____ Diagnóstico: _____

INFORMACIÓN DE LA ORTOPEDIA


Técnico Ortopédico: _____ Código Postal: _____

Ortopedia: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Fax: _____

TCflex Opciones por defecto se indican con el símbolo ★



INSTRUCCIONES ESPECIALES:

ALINEACIÓN

Es necesario completar todos los campos, la falta de datos ocasionará retrasos en el pedido.

Alineación de Tobillo (Flexión Dorsal y Plantar):


- Corregir en _____ grados No Corregir
(La alineación del molde está bien)

Alineación del Retropié:

- Corrección Vertical No Corregir
(La alineación del molde está bien)

Alineación del Antepié

Rodear con un círculo para indicar la alineación final del Antepié



MODIFICACIONES EN ZONA PLANTAR

Modificaciones en zona plantar: Si No

Si se elige la opción "No", la ortesis no dispondrá de modificaciones en zona plantar.
Almohadillas para elevar los dedos del pie, se proporcionan con cada pedido

EXTENSIÓN DORSAL – Para el control del antepié



- Sin extensión Medial Extendido Lateral Extendido Ambos Extendido Sin envoltura Dorsal

LONGITUD – RELLENO – VELCRO

- ★ Copolímero Plástico Decoración Transfer: _____

ALTURA POSTERIOR

(a altura en mm, la altura del molde ha de ser superior a la altura deseada de la ortesis)

- ★ Altura igual a longitud del pie +10% Otra Altura: _____

LARGO DEL PIE (en mm)

- ★ Añadir 1/4" a la longitud del molde Otra Longitud: _____

PUNTAL POSTERIOR

- ★ Flexible (Rigidez moderada) Muy flexible (Menor rigidez) Menos flexible (Muy rígido)

RELLENO

- ★ Por defecto Añadir Relleno Extra Navicular

COLOR DEL RELLENO

- ★ Blanco Otro: _____

CORREAS DE VELCRO

- ★ Por defecto Añadir correa de velcro elástica en Gemelo
- Añadir correa de Velcro D-Ring Con almohadilla de fieltro Añadir correa de velcro elástica de gemelo con almohadilla de fieltro
- Añadir Correa para dedo

COLOR DE CORREAS DE VELCRO

- ★ Blanco Color: _____
- Decoración Transfer: _____



Pol. Ind Tabaza II Parcela 15 / 33438 Careño (Asturias)

T. 985 512 122 / 985 512 157

esteban@efmo.com / www.efmo.com

FIJACIÓN EXTERIOR

- ★ Fijación de talón **NOTA: alineaciones de pronación y supinación han de ser fijadas exteriormente en neutral**
- Fijación de talón y mediopie
- Sin fijación exterior
- Fijación exterior total Sin marcas en la parte inferior