

PLANTAR BLOCKER – 522



Recomendado para:

- Restricción en flexión plantar (o flexión dorsal y flexión plantar cuando se emplea la banda de velcro tibial).
- Hiperextensión secundaria de rodilla con excesiva flexión plantar.
- Pie equino.

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Masculino Femenino Fecha de Nacimiento: _____

Altura: _____ Peso: _____

Especificar lado de la ortesis: Bilateral Izquierdo Derecho

Fecha Toma de Molde: _____ Diagnóstico: _____

INFORMACIÓN DE LA ORTOPEDIA


Técnico Ortopédico: _____ Código Postal: _____

Ortopedia: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Fax: _____

TCflex AND SYSTEM Opciones por defecto se indican con el símbolo ★



INSTRUCCIONES ESPECIALES:

ALINEACIÓN

Es necesario completar todos los campos, la falta de datos ocasionará retrasos en el pedido.

Alineación de Tobillo (Flexión Dorsal y Plantar):


- Corregir en _____ grados No Corregir
(La alineación del molde está bien)

Alineación del Retropie:

- Corrección Vertical No Corregir
(La alineación del molde está bien)

Alineación del Antepié

Rodear con un círculo para indicar la alineación final del Antepié



MODIFICACIONES EN ZONA PLANTAR

Modificaciones en zona plantar: Si No

Si se elige la opción "No", la ortesis no dispondrá de modificaciones en zona plantar.
Almohadillas para elevar los dedos del pie, se proporcionan con cada pedido

EXTENSIÓN DORSAL – Para el control del antepié



LONGITUD – RELLENO – VELCRO

★ Copolímero Plástico Decoración Transfer: _____

ALTURA POSTERIOR

(a l t u r a en mm, la altura del molde ha de ser superior a la altura deseada de la ortesis)

★ Altura igual a longitud del pie +10% Otra Altura: _____

LARGO DEL PIE (en mm)

★ Añadir 1/4 " a la longitud del molde Otra Longitud: _____

RELLENO

★ Por defecto Añadir Relleno Extra Navicular

COLOR DEL RELLENO

★ Blanco Otro: _____

CORREAS DE VELCRO

- ★ Por defecto Añadir correa de velcro elástica en Gemelo
- Añadir correa de Velcro D-Ring Con almohadilla de fieltro Añadir correa de velcro elástica de gemelo con almohadilla de fieltro
- Añadir Correa para dedo

COLOR DE CORREAS DE VELCRO

★ Blanco Color: _____

Decoración Transfer: _____

FIJACIÓN EXTERIOR

- ★ Fijación de talón
- Fijación de talón y mediopie
- Sin fijación exterior
- Fijación exterior total
- NOTA: alineaciones de pronación y supinación han de ser fijadas exteriormente en neutral**
- Sin marcas en la parte inferior



Pol. Ind Tabaza II Parcela 15 / 33438 Careño (Asturias)

T. 985 512 122 / 985 512 157

esteban@efmo.com / www.efmo.com