

MASCARILLA LAVABLE Y REUTILIZABLE CON TEXTIL DE DOBLE CAPA

Referencia 50500



Tratamiento BACTERIOSTÁTICO
 BACTERIOSTATIC treatment



LAVABLE y REUTILIZABLE
 WASHABLE and REUSABLE



Alto poder ABSORVENTE
 High ABSORBENT property



Textil de DOBLE CAPA
 DOUBLE LAYER fabric



CARACTERÍSTICAS:

- Mascarilla textil con tejido bacteriostático de doble capa, lavable, reutilizable y esterilizable en agua caliente.
- Permite insertar telas, tejidos u otros materiales para potenciar su efecto protector.
- Eficiente absorción de la exhalación personal, humedad, saliva y aerosol.
- Tejido de punto en relieve para aumentar el espesor y la capacidad de absorción, creando una cámara de aire para una mejor ventilación.
- Óptimo diseño sin costuras, con dos bandas laterales de sujeción para las orejas, el cual facilita un máximo confort durante su uso.
- Talla única.
- **AVISO:** esta mascarilla ha sido diseñada para responder a las necesidades de protección personales de ciudadanos, no siendo válida para uso sanitario ni como en EPP en el ámbito laboral. Fabricada de acuerdo a los estándares del Ministerio Italiano de Salud, circular N° 0003572-P del 18 de Marzo del 2020.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN:



- Extender la mascarilla en dos direcciones, evitando ejercer una excesiva presión en la banda de sujeción para las orejas.
- La parte con tejido rugoso de confort se colocara hacia el interior en contacto con el rostro.
- La parte con tejido plano se colocará hacia el exterior.

COMPOSICIÓN: 14% ELASTANO – 86% POLIAMIDA

INSTRUCCIONES DE LAVADO:

