


# LITE Liner Gel

Todos los LITE LINER GEL están confeccionados en Gel Elastómero Termoplástico Biocompatible (TPE). Este tipo de gel minimiza las cargas y presiones, ofreciendo confort para todo tipo de muñones, incluyendo aquellos especialmente sensibles, de carácter atípico ya sea por prominencias óseas o depresiones y hendiduras por cicatriz.

Para casos especiales LITE LINER GEL puede ser termoplásticamente remodelado a una temperatura de 80°C.

LITE LINER GEL ha sido sometido a los test de biocompatibilidad DIN EN ISO 10993-5 y 19993-10.



## TABLA DE MEDIDAS PARA TALLAS LINERS DE GEL:

	<b>S</b>	<b>IS</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>40 cm</b>	22-35 cm	23-37 cm	27-43 cm	37-59 cm
<b>30 cm</b>	20-32 cm	21-34 cm	25-40 cm	32-51 cm
<b>20 cm</b>	18-28 cm	19-30 cm	24-38 cm 22-36 cm (Ajustado)	28-45 cm 26-43 cm (Ajustado)
<b>10 cm</b>	16-25 cm	18-29 cm	22-35 cm 20-33 cm (Ajustado)	25-40 cm 23-38 cm (Ajustado)
<b>4 cm</b>	15-22 cm	16-25 cm	20-32 cm 18-30 cm (Ajustado)	21-33 cm 19-31 cm (Ajustado)

	<b>IL</b>	<b>XL</b>	<b>XLP</b>	<b>XXL</b>
<b>40 cm</b>	40-64 cm	42-68 cm	44-71 cm	49-80 cm
<b>30 cm</b>	36-58 cm	40-64 cm	41-66 cm	47-76 cm
<b>20 cm</b>	34-54 cm 32-52 cm (Ajustado)	38-61 cm	39-63 cm	44-71 cm
<b>10 cm</b>	30-48 cm 28-46 cm (Ajustado)	34-55 cm	35-56 cm	39-65 cm
<b>4 cm</b>	26-41 cm 24-39 cm (Ajustado)	27-43 cm	30-50 cm	34-60 cm