



### EPIDYN PEDIÁTRICA

Referencia **87237**

Ortesis elástica de codo ambidiestra en talla pediátrica, con bandas lateral y medial de silicona, que permite una compresión y fricción óptimas. Fabricada con el nuevo tejido de punto plano de malla totalmente libre de látex que garantiza una óptima adaptación, una compresión funcional y una acción propioceptiva, eliminando totalmente las arrugas que otros productos generan al adaptarse al cuerpo humano.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Acelera la reabsorción de derrames y edemas.
- Efecto masaje.
- Alivio del dolor.
- Óptima compresión para estabilización y alivio del codo.
- Óptimo ajuste gracias a la técnica de tejido.

#### INDICACIONES:

- Post-operatorios de codo.
- Laxitud en ligamentos del codo.
- Esguinces de codo.
- Estados inflamatorios posteriores a cirugías o fracturas.

TALLA	REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DE CODO
Universal	87237	18-20 cm