



**GENU-HIT PEDIÁTRICA**

Referencia **87081**

Rodillera elástica en talla pediátrica, con soporte patelar fabricada con el nuevo tejido de punto plano de malla totalmente libre de látex y que garantiza una adaptación óptima, una compresión funcional y una acción propioceptiva, eliminando casi totalmente las arrugas que otros productos generan al adaptarse al cuerpo humano.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Confeccionada en un tejido de especial elasticidad en la zona poplítea para permitir una correcta vascularización.
- Incorpora pad circular para soporte patelar.
- Con férulas espirales laterales.
- Disponible en color carne y platinum.

**INDICACIONES:**

- Condropatía patelar.
- Dolencias de menisco.
- Tratamiento post-quirúrgico.
- Lesiones ligamentosas leves.

TALLA	REFERENCIA	MEDIDA SUPERIOR (D)	MEDIDA INFERIOR (F)
UNIVERSAL	87081	29-33 cm	23-26 cm

**D:** Medida 14 cm por debajo de la mitad de la rótula.

**F:** Medida 14 cm por encima de la mitad de la rótula.