



ANTIEQUINO PEDIÁTRICO

Referencia **358**

AFO pediátrico prefabricado para prevención del pie equino por contractura, y para asistencia en pacientes con hemiplejía o diplejía espástica.

CARACTERÍSTICAS:

- El diseño favorece un patrón de marcha más suave.
- Confeccionado en polipropileno.
- Diseñado para facilitar su uso con amplia variedad de calzado.

INDICACIONES:

- Prevención del pie equino.
- Hemiplejía o diplejía espástica.

TALLA	REFERENCIA		LONGITUD DE PLANTILLA	ALTURA DE CAÑA
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	3581	3586	10 cm	16 cm
M	3582	3587	11 cm	19 cm
L	3583	3588	12 cm	23 cm
XL	3584	3589	13 cm	25 cm
XXL	3585	3590	15 cm	28 cm