



## ORTESIS DE RODILLA CDS DE EXTENSIÓN

Referencia 901

La Ortesis dinámica de rodilla CDS ha sido diseñada para el tratamiento del déficit de extensión de la rodilla. La tracción dinámica que ejerce la ortesis, estimula el crecimiento del tejido contracturado. El rango ajustable de corrección protege a los tejidos de daños o dolores por un excesivo estiramiento, permitiendo un ajuste individual de la extensión hasta  $-15^\circ$ .

### INDICACIONES:

- Contracturas de articulación de rodilla:
  - Después de cirugías.
  - Después de tratamiento conservador en lesiones capsuloligamentosas.
  - Artritis y poliartritis crónica.
  - Después de quemaduras
  - Después de accidentes cerebrovasculares.
  - Después de lesiones de médula espinal.
  - En caso de parálisis.
  - Después de un traumatismo craneoencefálico.
- Para evitar nuevas contracturas después de una artroplastia.
- Rotura fibrilar del cuádriceps femoral.
- Desgarro del tendón rotuliano.
- Déficit de extensión por debilidad del cuádriceps.
- Indicaciones conservadoras y postoperatorias en las que esté contraindicado un estiramiento activo de la rodilla.

### CARACTERÍSTICAS:

- Tratamiento en extensión.
- Tensión de la articulación ajustable individualmente.
- La tensión de la articulación se puede activar y desactivar sin necesidad de emplear herramientas ni de cambiar el nivel de tensión.
- Ajuste variable del rango de corrección en extensión entre  $-15^\circ$  y  $+30^\circ$ .
- Estructura de correas y placas ajustable individualmente.
- Fácil de manejar.
- Máximo confort.
- Cuña para bloqueo de flexión disponible opcionalmente ( $20^\circ$  a  $60^\circ$ ).

REFERENCIA		LONGITUD COMPONENTE DE MUSLO (1)	LONGITUD COMPONENTE PANTORRILLA (2)	CIRCUNFERENCIA MUSLO (3)	CIRCUNFERENCIA PANTORRILLA (4)	COLOR
DERECHA	IZQUIERDA					
901SS-BR	901SS-BL	17,5-20 cm	21,5-25 cm	30-40 cm	22-32 cm	AZUL
901SS-OR	901SS-OL	17,5-20 cm	21,5-25 cm	30-40 cm	22-32 cm	NARANJA
901SS-PR	901SS-PL	17,5-20 cm	21,5-25 cm	30-40 cm	22-32 cm	ROSA
901SS-GR	901SS-GL	17,5-20 cm	21,5-25 cm	30-40 cm	22-32 cm	VERDE
901XSXS-BR	901XSXS-BL	16,5-18,5 cm	18,5-21,5 cm	22-32 cm	20-25 cm	AZUL
901XSXS-OR	901XSXS-OL	16,5-18,5 cm	18,5-21,5 cm	22-32 cm	20-25 cm	NARANJA
901XSXS-PR	901XSXS-PL	16,5-18,5 cm	18,5-21,5 cm	22-32 cm	20-25 cm	ROSA
901XSXS-GR	901XSXS-GL	16,5-18,5 cm	18,5-21,5 cm	22-32 cm	20-25 cm	VERDE

- (1) Medida desde la rodilla hasta borde superior del componente de muslo.  
 (2) Medida desde la rodilla hasta borde inferior del componente de pantorrilla.  
 (3) Medida a la mitad del muslo.  
 (4) Medida del gemelo.