



COXAFLEX	
Referencia	23-300

El diseño de la ortesis Coxaflex mejorado en colaboración con el Profesor Gekeler, está basado en el concepto de tratamiento que ha obtenido excelentes resultados durante más de 30 años. Este concepto consiste en un sistema con correa ajustable, una férula de abducción variable y componentes integrados para las piernas.

La ortesis Coxaflex posiciona las articulaciones de la cadera en una posición natural de flexión de 90 a 100 grados y de abducción de 45 a 50 grados. En base al posicionamiento del fémur del paciente, se impide cualquier movimiento de extensión o abducción que pueda motivar luxación o displasia de cadera.

Coxaflex ejerce el preciso alineamiento sin restricciones de las extremidades inferiores, en flexión y abducción.

**INDICACIONES:**

- Dar seguridad a articulaciones de cadera propensas a dislocación.
- Displasia de cadera.
- Luxaciones de cadera.

TALLA	REFERENCIA	EXTENSIÓN MÍNIMA	EXTENSIÓN MÁXIMA	CONTORNO MUSLO
S	23-300-001	9,5 cm	16 cm	12-20 cm
M	23-300-002	11 cm	17,5 cm	18-25 cm
L	23-300-003	12,5 cm	19 cm	24-30 cm