



## UFO PEDIÁTRICO

Referencia **361**



Ortesis pediátrica "UFO" fabricada con un polímero muy resistente a la fatiga y forrada internamente en tejido "COOLFOAM". Es cómoda y permite mantener el rango de la dorsiflexión. Esta exclusiva ortesis infantil de extremidad inferior posiciona el pie y tobillo en un óptimo alineamiento para mantener el soporte en posición correcta mientras el paciente está acostado.

Cuando se combina con un inmovilizador de rodilla, el UFO permite igualmente mantener en extensión las dos articulaciones del grupo gastrocnemio.

### INDICACIONES:

- Parálisis cerebral u otras alteraciones neuromusculares.
- Marcha en puntillas idiopática.
- Trastornos graves.
- Tirantez de pie y tobillo.
- Facilita la extensión del tendón de Aquiles.

TALLA	REFERENCIA	NÚMERO CALZADO	ALTURA	LONGITUD PLANTILLA
S	3614.02	16-23	16,5 cm	14 cm
M	3615.02	23-27	30 cm	16 cm
L	3616.02	27-31	26,5 cm	19 cm