



ORTESIS WALKER INFANTIL

Referencia	W4
------------	-----------

Ortesis Walker concebida para generar una eficiente inmovilización de la articulación tibiotarsiana, facilitando la deambulación gracias a su suela antideslizante con curvatura elipsoidal que proporciona un óptimo balanceo en la pisada. Todos los materiales empleados en su fabricación son ligeros y sólidos de modo que se logra una excelente estabilización sin llegar a mermar el confort.

INDICACIONES:

- Post- Operatorio del tendón de Aquiles.
- Tratamiento conservatorio para la inestabilidad ligamentosa.
- Control de la hiperextensión crónica.
- Tendinitis de los extensores del pie tras retirada de yesos en fracturas del tercio inferior de la tibia.
- Lesiones del nervio ciático poplíteo externo.

TALLA	REFERENCIA	NÚMERO CALZADO
S	W4-S	21-23
M	W4-M	24-26
L	W4-L	27-29
XL	W4-XL	30-34

