




PIE DYNASTEP	
Referencia	1A101

Pie protésico con placa de carbono integrada que permite a usuarios con nivel de actividad 2, caminar de forma confortable con una eficiente respuesta dinámica.

La eficiencia energética ayuda a los usuarios a incrementar su rango al caminar.

**CARACTERÍSTICAS:**

- La placa de carbono está dividida en la zona del dedo, para facilitar los movimientos de inversión y eversión.
- Dedo gordo separado.
- Incluye clip maleolar para facilitar la adaptación de la funda cosméticos.
- Válido para amputaciones tibiales y femorales.



TALLA	REFERENCIA	RESISTENCIA ACTIVIDAD ALTA	RESISTENCIA ACTIVIDAD MEDIA
22 cm	1A101-I/D22	80 kg	100 kg
23 cm	1A101-I/D23	80 kg	100 kg
24 cm	1A101-I/D24	80 kg	100 kg
25 cm	1A101-I/D25	80 kg	100 kg
26 cm	1A101-I/D26	80 kg	100 kg
27 cm	1A101-I/D27	80 kg	100 kg
28 cm	1A101-I/D28	80 kg	100 kg
29 cm	1A101-I/D29	80 kg	100 kg