



ARTICULACIÓN DE TOBILLO MULTIAIXIAL

Referencia **1D111**



El uso conjunto del pie Dynastep y la Articulación de Tobillo Multiaxial (1D111), confiere al paciente una mayor seguridad y comodidad, así como también incrementa los efectos dinámicos de las láminas del Dynastep.

Mejora el confort del usuario gracias a las posibilidades de flexión dorsal y flexión plantar que ofrece, así como de inversión y eversión.

Altamente recomendable para amputados trans-femorales.

REFERENCIA	MATERIAL	PESO	RESISTENCIA
1D111	Aleación Ligera	250 g	100 kg

