



PIE ARTICULADO ESTÁNDAR

Referencia **1W032/ 1W036**



Pie articulado estándar con altura de talón de 10 mm.

CARACTERÍSTICAS:

- Pie articulado con dedos.
- Con núcleo de madera.
- Cobertura cosmética de poliuretano.

TALLA	REFERENCIA				LONGITUD DE PIE	RESISTENCIA	
	STANDARD		GERIÁTRICO			STANDARD	GERIÁTRICO
	IZQUIERDA	DERECHA	IZQUIERDA	DERECHA			
22	1W032-I22	1W032-D22	1W036-I22	1W036-D22	22 cm	100 kg	75 kg
23	1W032-I23	1W032-D23	1W036-I23	1W036-D23	23 cm	100 kg	75 kg
24	1W032-I24	1W032-D24	1W036-I24	1W036-D24	24 cm	100 kg	75 kg
25	1W032-I25	1W032-D25	1W036-I25	1W036-D25	25 cm	100 kg	75 kg
26	1W032-I26	1W032-D26	1W036-I26	1W036-D26	26 cm	100 kg	75 kg
27	1W032-I27	1W032-D27	1W036-I27	1W036-D27	27 cm	100 kg	75 kg
28	1W032-I28	1W032-D28	1W036-I28	1W036-D28	28 cm	100 kg	75 kg
29	1W032-I29	1W032-D29	1W036-I29	1W036-D29	29 cm	100 kg	75 kg