



PIE S.A.C.H 18 mm

Referencia **1W056/ 1W057**

Pie S.A.C.H con altura de talón de 10 y 18 mm.

CARACTERÍSTICAS:

- Pie S.A.C.H con dedos.
- Núcleo de madera.
- Refuerzo plástico dorsal.
- Cobertura cosmética de poliuretano.
- Con amortiguador de talón.

TALLA	REFERENCIA				LONGITUD DE PIE	RESISTENCIA
	10 mm		18 mm			
	IZQUIERDA	DERECHA	IZQUIERDA	DERECHA		
22	1W057-I22	1W057-D22	1W056-I22	1W056-D22	22 cm	100 kg
23	1W057-I23	1W057-D23	1W056-I23	1W056-D23	23 cm	100 kg
24	1W057-I24	1W057-D24	1W056-I24	1W056-D24	24 cm	100 kg
25	1W057-I25	1W057-D25	1W056-I25	1W056-D25	25 cm	100 kg
26	1W057-I26	1W057-D26	1W056-I26	1W056-D26	26 cm	100 kg
27	1W057-I27	1W057-D27	1W056-I27	1W056-D27	27 cm	100 kg
28	1W057-I28	1W057-D28	1W056-I28	1W056-D28	28 cm	100 kg
29	1W057-I29	1W057-D29	1W056-I29	1W056-D29	29 cm	100 kg