



## PRÓTESIS MIOELÉCTRICA BENATURAL J-HT-01

Referencia J-HT-01

Prótesis de mano mioeléctrica con función de agarre.

### CARACTERÍSTICAS:

- Dispone de 2 electrodos.
- 1 grado de libertad: función de agarre de los dedos.


### FUNCIONES:

- Acción de agarre de los dedos por control mioeléctrico.
- Rotación de muñeca pasiva.
- Protección contra señales electromagnéticas (por ejemplo las de teléfonos móviles)

\* Disponible opción con protección acuática.

### INDICACIONES:

- Desarticulaciones de muñeca.
- Muñones de brazo de longitud alta, media o corta.



### DATOS TÉCNICOS

**Peso:** 0,25 kg

**Lado:** Izquierdo y Derecho

**Talla:** Hombre - S, M y L

Mujer - S, M y L

**5 dedos**