



## PRÓTESIS MIOELÉCTRICA PEDIÁTRICA BENATURAL J-HT-01C

Referencia **J-HT-01C**

Prótesis de mano mioeléctrica pediátrica. Prótesis de mano mioeléctrica pediátrica con función de agarre.

### CARACTERÍSTICAS:


- Dispone de 2 electrodos.
- 1 grado de libertad: función de agarre de los dedos.

### FUNCIONES:

- Acción de agarre de los dedos por control mioeléctrico.
- Rotación de muñeca pasiva.
- \* Disponible opción con protección acuática.

### INDICACIONES:

- Muñones de brazo de longitud alta, media o corta.



### DATOS TÉCNICOS

**Peso:** 0,24 kg

**Lado:** Izquierdo y Derecho

**Talla:** S, M y L

**5 dedos**