



MUÑEQUERA CORTA

Referencia **07033**

Muñequera elástica en color carne con pletina de aluminio moldeable.

INDICACIONES:

- Síntomas asociados al reuma o degenerativos.
- Post-operatorios de muñeca y mano.
- Inflamaciones de las vainas de los tendones.
- Tendosinovitis.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Artritis reumatoide.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA
	IZQUIERDA	DERECHA	
XS	07033-11I	07033-11D	Hasta 15 cm
S	07033-21I	07033-21D	15-17 cm
M	07033-31I	07033-31D	17-19 cm
L	07033-41I	07033-41D	19-22 cm
XL	07033-51I	07033-51D	Más de 22 cm

