



ORTESIS RIZARTROSIS

Referencia **07212**

Ortesis fabricada en plástico termomoldeable. Incluye una funda de tejido absorbente para la sudoración.

BENEFICIOS:

- Contrarresta la subluxación.
- Inmovilización de la articulación carpo-metacarpal artrósica e inestable.
- Inmovilización de articulaciones metacarpofalángicas .
- Confeccionada en material termomoldeable.

INDICACIONES:

- Especialmente indicada para casos de rizartrrosis.
- Inestabilidad de los ligamentos de la zona del pulgar.
- Irritaciones del tendón.
- Tratamientos de fracturas de la primera falange.
- Lesiones de ligamento colateral o radial del pulgar (lesión de Stener).
- Artritis/ Artrosis de la articulación metacarpofalángica / articulación carpometacarpiana.
- Tratamiento conservador/ postoperatorio de pulgar y dedos.
- Inestabilidad de los ligamentos del área del pulgar.
- Inflamación de tendones del área del pulgar.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07212-11I	07212-11D	Hasta 17 cm
M	07212-21I	07212-21D	17-19 cm
L	07212-31I	07212-31D	Más de 19 cm