



ORTESIS PALMAR

Referencia **07214**

Ortesis palmar fabricada con un material termomoldeable que permite adaptarla a cada paciente, proporcionando así una mayor efectividad y, a su vez, un uso más confortable.

Con acolchado interior desmontable para garantizar al higiene.

CARACTERÍSTICAS:

- Posicionamiento volar seguro y estabilización de la mano.
- Extremadamente ligera.
- Confeccionada en material termomoldeable.
- Acolchado interior desmontable.
- Ajuste con sistema de correas de velcro.

INDICACIONES:

- Artritis de muñeca y región del carpo.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Después de inmovilización con escayola.
- Lunatomalacia.
- Pseudoartrosis navicular.
- Parálisis del nervio radial (mano caída).
- Postoperatorios de muñeca y mano.
- Esguinces y torceduras severas.
- Artropatías de muñeca y mano.
- Inflamación de vainas de los tendones.
- Artrosis de muñeca.

TALLA	REFERENCIA		DIÁMETRO PALMAR
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07214-10I	07214-10D	7-9 cm
M	07214-20I	07214-20D	9-10 cm
L	07214-30I	07214-30D	10-11,5 cm