



RHIZO-RING

Referencia **07601**

Ortesis ideal para el trabajo, resistente al agua y con la que se permite una movilidad del pulgar sin dolor.

Perfecta para dolencias funcionales de la articulación del pulgar que provengan de una mala postura. Artrosis y como ortesis post-operatoria.

CARACTERÍSTICAS:

- Mantiene la movilidad de la articulación carpo-metacarpiana.
- Estabilización de la articulación carpo-metacarpiana en ligera posición de abucción.
- Excelente para uso diario.
- Material consistente para una óptima estabilización.
- Anillo confeccionado en plástico termomoldeable.

INDICACIONES:

- Post operatorios de pulgar.
- Inflamación degenerativa.
- Rizartrrosis temprana.
- Problemas funcionales en la articulación carpo-metacarpiana causada por desalineación de la articulación.
- Después de traumatismos.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07601-15I	07601-15D	Hasta 17 cm
M	07601-25I	07601-25D	17-19 cm
L	07601-35I	07601-35D	Más de 19 cm